



DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

FICHA TÉCNICA LUER LOCK

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
USOS	Acoples plásticos Luer lock, se usa para conexiones entre el equipo o accesorios y la manguera de silicona.	
MATERIAL	 Cuerpo: polipropileno HD	
DIMENSIONES	Largo: 2.5cm; Diámetro: 5/32"	
PRESENTACIÓN	Macho o Hembra	
PRESION DE TRABAJO	50 psi.	
FABRICANTE	Ketu China.	
ESTERILIZACIÓN	Por peróxido de hidrógeno en plasma. Previa detergencia por lavado manual con detergente neutro, retirando residuos con un cepillo suave, enjuagar con agua externa e internamente con ayuda de una jeringa; dejar secar colgado para retirar la humedad del interior, empacar para enviar a esterilización según protocolo institucional.	
REGISTRO SANITARIO INVIMA (ACCESORIO)	Equipo: 2020DM-0022366 --- EXP: 20191229 Planta: certificado 20201197505 --- 26 10 2020	
RECOMENDACIONES	Revisar constantemente las conexiones de aire de oxígeno para evitar fugas. Si este dispositivo hace parte de un kit, para realizar una técnica con el equipo de ozono. Se debe separar de las demás piezas y esterilizarlo solo.	
NOTA	Este dispositivo viene con el equipo.	
DIRECCIÓN TECNICA	JOIMER AGREDO, ING. DE DESARROLLO	Abril 1 de 2023

WWW.VIDOX.CO