



DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

FICHA TÉCNICA INSUFLADOR VAGINAL



DESCRIPCION	CARACTERISTICAS
USOS	Dispositivo diseñado para realizar insuflación vaginal con ozono, en un sistema de modo cerrado.
MATERIAL	Cuerpo: silicona grado médico, mediana dureza. Mangueras: poliuretano atóxico.
DIMENSIONES	Largo: 114 mm, Diámetro Base: 45 mm, Diámetro Cuerpo 22 y 26 mm.
CONEXIONES	Mangueras poliuretano de 4 mm.
PRESION DE TR ABAJO	Máximo 15 PSI.
METODO DE ESTERILIZACIÓN	Por peróxido de hidrógeno en plasma. Previa detergencia por lavado manual con detergente neutro, retirando residuos con un cepillo suave, enjuagar con agua externa e internamente con ayuda de una jeringa y desinfección con desinfectante de alto nivel para dispositivos médicos; dejar secar y empacar para enviar a esterilización según protocolo institucional.
FABRICANTE	VIDOX MED SAS.
REGISTRO SANITARIO INVIMA (ACCESORIO)	Equipo: 2020DM-0022366 Planta: certificado 20201197505 --- 26/10/2020
RECOMENDACIONES	De uso personal y esterilizarlo después de cada uso. Si este dispositivo hace parte de un kit, para realizar una técnica con el equipo de ozono. Se debe separar de las demás piezas y esterilizarlo solo.
CADUCIDAD	Este dispositivo no viene con el equipo. SE ENTREGAN SIN ESTERILIZAR. Caducidad de tres años en el empaque.
DIRECCION TECNICA	JOIMER AGREDO, ING. DE DESARROLLO Abril 1 de 2023

WWW.VIDOX.CO

Correo: vidoxmedsas@hotmail.com PBX: (+57) 482 62 86 CEL: 311 231 1979 / 319 614 0277